

自宅や職場でできる簡単検査キット

唾液採取用PCR検査キット

重要なお知らせ

東亜産業
PCR検査キット
をご購入の方へ



一部の変異株も検出可能

※現時点におけるN501Yの変異株の検出が可能であることについて確認しております。今後、他の変異株の検出が可能であることについてはHPで随時確認をお願いします。

回収料金
無料

24時間 365日
日本全国どこでも

PCR検体回収サービス

ご利用方法 「WE配」の回収サービス利用

- STEP 1** オンラインサイトでお申し込みいただき、お届け日時・場所をご予約ください。
- STEP 2** ご予約日時に専属スタッフが除菌徹底のうえ、PCR検査キットを回収におうかがいいたします。
- STEP 3** 回収後、同封いただいたPCR検査申込書にご希望された連絡方法で、24時間以内にご通知いたします。

ご注意 必ず当社の返信用の封筒にPCR検査申込書を同封ください。同封されない場合と検出できなくなる可能性があります。

対象の承認番号
承認番号をご確認ください。

博多北區承認 1111	前原郵便局承認 3575	前原郵便局承認 3580
-----------------------	------------------------	------------------------



1. しゃがんで口を開く
2. 唾液採取容器の「1-8ml」の目盛りを参考に唾液を採取する
3. 「ろうと」を外し、「ろうと」の保存液を「2」の唾液採取容器に入れ、しっかりと振り混ぜる
4. フタをした唾液採取容器へ「3」のサンプルを移し、しっかりと振り混ぜる
5. 唾液採取容器を密封袋に入れ、しっかりと密閉する

唾液採取用抗原検査キット **CE 認証品**

RABLISS **新型コロナウイルス**
NEW 抗原検査キット
検査1回分 **COVID-19 AG** **変異株対応**

唾液によるセルフ検査
99.3% 高精度
8分 迅速判定!



抗原検査キットとは?
抗原検査キットとは、新型コロナウイルスの抗原があるかどうかを迅速に判定できる検査キットです。PCR検査と同様に、唾液、鼻腔分泌液中に感染しているかどうかを簡単に判定できる検査キットです。PCR検査よりも簡便・迅速に検査できます。

その場でわかる
セルフチェック
迅速8分で検出

誰でも簡単 4ステップで検査完了

1. 検体希釈液入り容器のキャップを外し、ろうとをセットします。
2. 1mLのラインに達するまでろうとに唾液を吐き出し、ろうとを外します。
3. キャップを閉めて、容器をよく振ってください。
4. キャップを外し、スポイトで抽出します。テストプレートに検体を3滴落とし、8分間待ちます。

RABLISS **こんな不安はありませんか?**

- 検査ができない不安**
 - 近くに検査できる病院がない
 - 時期に不安があってもなかなか検査してもらえない
- 結果を待てない不安**
 - PCR検査は時間がかかる
 - 今すぐ検査結果を知りたい
- 家族への不安**
 - 長期休暇の前までに感染を確認したい
 - 高齢、乳幼児の家族が心配だから検査を受けたい
- 感染の不安**
 - 周囲で濃厚接触者が出た
 - 直近で外出が多く体調が悪い気がする

そのお悩み **解決** できます!
変異ウイルス対応

正診率 99.3% 高精度の検出が可能!

- ✓ 検査結果が8分で出る!
- ✓ 自宅、会社で検査結果がわかる!
- ✓ 検査をすることでお客様に安全性を示せる
- ✓ 2年間の有効期限があるので、備蓄ができる

気軽に検査をして、自分も安心、周りも安心!

販売店 **株式会社中精器**

お問い合わせは

055-973-1669
nakaseiki@ny.thn.ne.jp